

# FICHE TECHNIQUE



Gamme  
entretien  
général



## DÉTARTRANT SANITAIRES

PARFUM EUCALYPTUS

NETTOYANT DÉTARTRANT SANITAIRES POLYVALENT PARFUMÉ

### PRÉSENTATION

DÉTARTRANT SANITAIRES est un produit légèrement viscosé prêt à l'emploi, à réaction acide, multi-usages, destiné au nettoyage régulier de toutes surfaces lavables en milieu sanitaires telles que les douches, salles de bain, toilettes, lavabos, robinetteries, carrelages, etc.

DÉTARTRANT SANITAIRES permet, en une seule opération, de nettoyer (supprimer les traces de savons et de salissures), d'éliminer le voile de calcaire, d'être agréable à utiliser et de désodoriser grâce à son parfum.

DÉTARTRANT SANITAIRES laisse sur les surfaces traitées un brillant éclatant et un film déperlant.



### CARACTÉRISTIQUES

Aspect : Liquide visqueux

Parfum : Eucalyptus

Composition : Agents de surface non ioniques, parfums.

pH :  $2.70 \pm 0.2$

Densité :  $1.015 \text{ g/cm}^3$



## MODE D'EMPLOI

### Surfaces Sanitaires :

#### Utilisation pure

- Utiliser DÉTARTRANT SANITAIRES pur sur un chiffon ou une lavette microfibre.
- Frotter les surfaces à nettoyer.
- Rincer à l'eau claire.

### Surfaces lavables (Sols, vitres ...) :

#### Utilisation en dilution

- Utiliser DÉTARTRANT SANITAIRES en dilution de 2 à 3 % dans l'eau.
- Appliquer la solution sur les surfaces à nettoyer.
- Rincer à l'eau claire.

## LEGISLATION

### Aucune législation

**Biodégradabilité :** Conforme à la biodégradabilité ultime à plus de 60% en 28 jours et à la biodégradabilité primaire à plus de 90% en 10 jours.

**Centre anti poison :** Contacter la permanence médicale du centre antipoison de Nancy au 03.83.22.50.50.

## STOCKAGE - MANIPULATION

Précautions habituelles pour la manipulation des produits chimiques : Stocker dans un endroit frais et aéré.

**Conserver sous clé et hors de la portée des enfants.**

Les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation, d'usage et d'élimination du produit sont disponibles sur la fiche de données de sécurité correspondante.

## CONDITIONNEMENT

Pulvérisateur **750ml**  
Bidon de **1L**  
Bidon de **5L**

**100% recyclable**

## EMBALLAGE

Pulvé 750ml :  
**15 par carton.**  
Bidon 1L :  
**15 par carton.**  
Bidon 5L :  
**4 par carton.**

## PALETTISATION

**540 Pulvés de 750ml** par palette  
(soit 4 niveaux de 9 cartons).  
**540 bidons de 1L** par palette  
(soit 4 niveaux de 9 cartons).  
**128 bidons de 5L** par palette  
(soit 4 niveaux de 8 cartons).



## CONSULTEZ ET TÉLÉCHARGEZ LA FDS DU PRODUIT

Ou rendez-vous sur :  
<https://life-respect.fr/fds/>